

Rehabi PVT

Penis vákuum tréner

Orvosi eszköz a pénisz erekciós szövetek edzésére prosztatektómiát követően és IPP (péniszgörbület) miatt.

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. A termék első használata előtt olvassa el figyelmesen az összes használati utasítást, őrizze meg a későbbi használatra, és kövesse az utasításokat.

Tartalomjegyzék

1. Általános információk
2. Alkalmazás
 - 2.1 Előkészület az alkalmazásra
 - 2.2 Az erekciós segédeszköz használata
3. A készülék tisztítása és tárolása
4. Mellékhatások / ellenjavallatok
5. Megsemmisítés
6. Garancia
7. Milyen anyagból készültek az alkatrészek?
8. Pót- és kopóalkatrészek
9. Panaszok

Szállítási tartalom

A Rehabi PVT® a következőket tartalmazza a következő részek:

- 1 szivattyúfej
- 1 átlátszó henger
- 1 puha zöld gyűrűs rakodó
- 1 tubus kenőanyag
- 1 utasításkészlet
- 1 zacskó

1. Általános információk

Amikor a pénisz merev, ezt nevezzük erekciónak. Ha egy férfinak problémái vannak az erekcióval, akkor merevedési zavarról beszélünk. A Rehabi PVT® egy olyan eszköz, amely segít abban, hogy merev legyen a pénisz.

Mik a merevedési zavarok okai?

Számos ok vezethet merevedési zavarhoz. A leggyakoribbak közé tartozik a cukorbetegség, a pajzsmirigybetegség, a máj- vagy vesebetegség, a magas vérnyomás kezelése és a szív- és érrendszeri betegségek.

A prosztataműtét gyakran szintén merevedési zavarhoz vezet.

A depresszió vagy a kimerültség szintén vezethet merevedési zavarhoz.

Néha a merevedési zavar a gyógyszerek, pl. a magas vérnyomás elleni gyógyszerek mellékhatása.

A dohányzás vagy a túl sok alkoholfogyasztás szintén lehetséges ok.

A pénisz görbülete, más néven IPP vagy Peyronie-kór, szexuális problémákhoz, súlyos görbület esetén pedig esetleg impotenciához vezet.

Hogyan működik a Rehabi PVT®?

A szivattyúfej a hengerből kiszívja a pénisz körüli levegőt. Ezáltal negatív nyomás (vákuum) jön létre. Ennek hatására a péniszben lévő erek megtelnek vérrel, és a pénisz megmerevedik.

2. Alkalmazás

2.1 Előkészítésének módja

A termékkel kapcsolatos összes illusztráció megtalálható a füzet borítóján.

Ellenőrizze, hogy a készülék csomagolása külső sérülésektől mentes és hiánytalan-e.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék és a tartozékok láthatóan sértetlenek, és hogy minden csomagolóanyagot eltávolítottak.

- Készítse ki az összes alkatrészt.
- Nyomja a szivattyúfejet a henger nagyobb nyílásához, ahogyan az az 1. ábrán látható.
- Csatlakoztassa a zöld gyűrűs pumpát a henger másik oldalára. (2. ábra)
- A Rehabi PVT® most már használatra kész.

2.2 A Rehabi PVT® használatának módja

A Rehabi PVT® kizárólag az Ön személyes használatára szolgál.

Nem adható át harmadik félnek, és nem használhatja fel.

Ne használja tovább, ha nem működik megfelelően.

- Távolítsa el a szeméremszőrzetet közvetlenül a péniszen és a pénisz töve körül.
- Az eszköznek szorosan kell illeszkednie a bőrhöz.
- Vigyen fel némi kenőanyagot a gyűrűs betöltő peremére. (3. ábra)
- Vezesse be a péniszt a gyűrűs töltőn keresztül a hengerbe. (4. ábra)
- Szorosan nyomja a készüléket a testéhez.
- Húzza meg a szivattyúfej zöld karját. Így pumpálja ki a levegőt a hengerből. (4. ábra)

Látsz jó erekciót a hengerben?

- Ezután hagyja, hogy a merev pénisz két percig negatív nyomás alatt maradjon a palackban.
- A merevedést biztosító szövetek mostmár jól megtelnek vérrel.
- A szivattyúfej zöld "Levegő" gombja a levegő beengedésére szolgál.
- A "Levegő" gomb megnyomásakor a palack légtelenítésre kerül (azaz levegő áramlik be, csökkentve a vákuumot) (4. ábra).
- Így könnyedén kiürítheti a Rehabi PVT®-t.
- Most megismételheti az eljárást.

Fontos:

A merevedési szövetek napi 1- 2 alkalommal történő edzése jót tesz a pénisz keringésének. A túl gyakori használat nem vezet automatikusan gyorsabb sikerhez.

Használat után:

- A Rehabi PVT® használata után tisztítsa meg a 3. pontban leírtak szerint.
- Szárítsa meg az alkatrészeket.
- Tegye vissza az összes alkatrészt a zacskóba, és tartsa az erekciós segédeszközt gyermekek elől elzárva.

3. A készülék tisztítása és tárolása

Tisztítás előtt vegye le a szivattyúfejet az erekciós segédeszközről.

A szivattyúfej csak kívülről, nedves ruhával tisztítható. A szivattyúfejet soha nem szabad víz alá tartani, mivel ellenkező esetben folyadék kerülhet a szivattyúfejbe és károsíthatja azt.

Ne használjon semmilyen tisztítószer vagy oldószert.

Minden más alkatrész könnyen tisztítható meleg vízzel és enyhe szappannal.

Tárolja az erekciós segédeszközt a mellékelt tasakban a szennyeződés elkerülése érdekében.

4. Mellékhatások / ellenjavallatok

A pénisz tövénél vagy tetején zúzódás (vérömleny) keletkezhet. Néha enyhe szövetsérülés is előfordulhat, ha a pénisz hosszú ideig nem állt fel.

Ha Önnek szív- és érrendszeri betegsége van, a termék első használata előtt kérdezze meg kezelőorvosát, hogy tisztázza a lehetséges kockázatokat.

Ha nem biztos abban, hogy az erekciót segítő készítményt egészségi problémái nélkül alkalmazhatja-e, kérdezze meg kezelőorvosát vagy egészségügyi szakemberét.

5. Megsemmisítés

Javítási és ártalmatlanítási információk: A készüléket ne javítsa saját maga. A megfelelő működés ekkor már nem garantált. A szivattyúfejet nem szabad kinyitni.

A környezetvédelem érdekében a szivattyúfejet élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Az ártalmatlanítás az ország megfelelő gyűjtőhelyein történhet.

A szivattyúfejet a WEEE-irányelvnek (elektromos és elektronikus berendezések hulladéka) megfelelően ártalmatlanítsa.

Kérdés esetén forduljon az ártalmatlanításért felelős hatósághoz.

6. Garancia

Szinte minden alkatrészre 2 év garancia vonatkozik, ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják.

A garancia nem érvényes:

- a helytelen használatból eredő károk esetén.
- kopó alkatrészekhez, mint például a szűkítőgyűrűk
- az ügyfél saját hibája esetén
- a készülék kinyitása után

A segédeszközt lehetőleg 3 évente küldje be műszaki ellenőrzésre. A sorozatszám a szivattyúfej alsó részén található.

7. Milyen anyagból készültek az alkatrészek?

- zöld gyűrű: biokompatibilis hőre lágyuló elasztomer (TPE)
- Henger: műanyag (polikarbonát)
- Táskák: Nylon®

8. Tartalék- és kopóalkatrészek

Csak eredeti tartozékalkatrészeket használjon.

A csere- és kopóalkatrészeket a szerviz címéről rendelheti meg.

Az aktuális utánrendelési listát a service@medintim.de címen vagy a kereskedőjénél kérheti.

9. Panaszok

A szolgáltatásunkkal kapcsolatos panaszok vagy kérdések esetén kérjük, forduljon a következőkhöz:

Telefon: +49 6105- 20 37 20

E-mail: service@medintim.de

www.medintim.de

Ha arra kérjük, hogy küldje el a hibás terméket, kérjük, küldje el a terméket a következő címre.

KESSEL Medintim GmbH

Nordendstr. 82 - 84

64546 Mörfelden-Walldorf

Németország

Németországon kívül kérjük, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol a készüléket vásárolta.