



scan to see the report



QDHL2103500690MD

检测报告 Test Report

报告编号 Report No.: QDHL2103500690MD

样品名称: 一次性医用丁腈检查手套
Sample Description: DISPOSABLE NITRILE EXAMINATION GLOVE
委托单位: 江门市卡迪光电科技有限公司
Applicant: CRDLIGHT OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
检测类别: 委托检测
Test Type: SUBMITTED BY CLIENT

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.

第 1 页 共 9 页
Page 1 of 9



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

注意:检测/检验报告或证书的真实性负责,请通过电话(86-755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 T (86-532) 68999888 www.sgsgroup.com.cn sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



报告编号 Report No.: QDHL2103500690MD

检测报告 Test Report

样品信息 Sample information	样品名称 Sample Description	一次性医用丁腈检查手套 DISPOSABLE NITRILE EXAMINATION GLOVE	颜色 Color	蓝色 BLUE
	收到样品数量 Received sample quantity/ 测试样品数量 Tested sample quantity	100 只 100PCS/ 26 只 26PCS	型号/规格 Type/ Specifications	蓝色: KDNG02M BLUE: KDNG02M
	产品批号 Lot No.	未提供 NOT PROVIDED	生产批量 Lot Quantity	未提供 NOT PROVIDED
	生产日期 Manufacture Date	未提供 NOT PROVIDED	有效期 Expiration Date	三年 THREE YEARS
	材质/外观形态 Material/ Appearance	未提供 NOT PROVIDED	保存条件 Storage Condition	未提供 NOT PROVIDED
	制造商 Manufacturer	未提供 NOT PROVIDED		
	Others	/		
	其他			

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 2 页 共 9 页
Page 2 of 9



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

注意:检测/检验报告或证书的真实性负责,请通过电话(86-755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 t (86-532) 68999888 www.sgs.com.cn sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

报告编号 Report No.: QDHL2103500690MD

客户信息 Client information	委托单位 Applicant	江门市卡迪光电科技有限公司 CRDLIGHT OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD		
	委托单位地址 Applicant address	江门市江海区信义路 18 号 5 幢 1F,2F,3F,4F,7 幢 1F,2F,3F,4F,5F FLOOR 1-5 BUILDING NO.7& FLOOR 1-4 BUILDING NO.5,NO,18 XINYI ROAD,JIANGHAI DISTRICT,JIANGMEN CITY,GUANGDONG PROVINCE,CHINA		
	样品接收日期 Sample Receiving Date	2021 年 03 月 22 日 MAR.22,2021	样品检测周期 Test Period Date	2021 年 03 月 22 日至 2021 年 04 月 07 日 MAR.22,2021 TO APR.07,2021
检测信息 Test information	样品编号 Sample No.	QDHL2103500690MD	检测环境 Test environment	符合要求 Meet requirement
	检测项目 Test items	尺寸（长度，宽度），拉伸强度（老化前扯断力，老化后扯断力） Dimensions (Length, Width), Tensile strength (Force at break, Force at break after challenge testing)		
	检测依据 Testing Accordance	EN 455-2:2015 一次性使用医用手套-第 2 部分:物理性能要求和试验条款 4.2,4.3,5.2,5.3 EN 455-2:2015 Medical Gloves for Single Use-Part 2: Requirements and Testing for Physical Properties clause 4.2,4.3,5.2,5.3		

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 3 页 共 9 页
Page 3 of 9



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

注意：检测/检验报告或证书的真实性负责，请通过电话（86-755）83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编：266101 t (86-532) 68999888 www.sgs.com sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)



报告编号 Report No.: QDHL2103500690MD

检测结论 Test conclusion	本报告仅提供实测数据和单项判定，详见检测结果汇总表。 This report only provides the test results and individual judgment, conclusion please see follow pages. 签发日期：2021 年 04 月 07 日 Issue date: APR.07,2021
备注 Remark	/

批准人：

高之颜

审核人：

高之颜

编制人：

刁佳丽

日期：2021 年 04 月 07 日

日期：2021 年 04 月 07 日

日期：2021 年 04 月 07 日

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 4 页 共 9 页
Page 4 of 9



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编：266101 T (86-532) 68999888 www.sgsgroup.com.cn sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

报告编号 Report No.: QDHL2103500690MD

样品照片
Sample Photo



通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 5 页 共 9 页
Page 5 of 9



除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

注意:检测/检验报告或证书的真实性,请通过电话(86-755) 83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 T (86-532) 68999888 www.sgsgroup.com.cn sgs.china@sgs.com

报告编号 Report No.: QDHL2103500690MD

检测结果
Test Results

检测项目 Test Items		单位 Unit	检测方法 Test Method	标准要求 Requirement		检测结果 Test Result	单项判定 Assessment
尺寸 Dimensions	长度 Length	mm	EN 455-2:2015 条款 4.2 Clause 4.2	中值 Median value: XL: ≥ 240	样品数量 Sample quantity: 13	详见附录一 See appendix 1 for details	符合 Pass
	宽度 Width	mm	EN 455-2:2015 条款 4.3 Clause 4.3	中值 Median value: XL: ≥ 110			符合 Pass
拉伸强度 Tensile Strength	老化前 扯断力 Force at break	N	EN 455-2:2015 条款 5.2 Clause 5.2	中值 Median value b): ≥ 6.0	样品数量 Sample quantity: 13	详见附录二 See appendix 2 for details	符合 Pass
	老化后 扯断力 Force at break after challenge testing	N	EN 455-2:2015 条款 5.3 Clause 5.3	中值 Median value b): ≥ 6.0			符合 Pass

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.
第 6 页 共 9 页
Page 6 of 9

除非另有书面协议,本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面,或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询,电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉,此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下,且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责,并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准,本文件不得进行复制,全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为,违法者将会被追究法律责任。

注意:检测/检验报告或证书的真实性负责,请通过电话(86-755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编:266101 t (86-532) 68999888 www.sgs.com.cn sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

报告编号 Report No.: QDHL2103500690MD

附录一: 尺寸

Appendix 1: Dimensions

样品尺码 Size	XL	
样品编号 No.	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)
1	243	116
2	241	116
3	240	116
4	240	116
5	241	116
6	244	116
7	241	116
8	242	116
9	244	115
10	241	115
11	241	116
12	244	116
13	245	116
标准要求 Standard requirement	≥240	≥110
中值 Median value	241	116

通标标准技术服务(青岛)有限公司
SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.

第 7 页 共 9 页

Page 7 of 9



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。
《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询, 电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性负责, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。
中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 t (86-532) 68999888 www.sgs.com.cn sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

报告编号 Report No.: QDHL2103500690MD

附录二：拉伸强度

Appendix 2: Tensile Strength

尺码 Size: XL			
扯断力 Force at break (N)			
老化前 Before aging		老化后 After aging	
样品编号 No.	/	样品编号 No.	/
1	6.9	1	7.0
2	8.4	2	8.6
3	8.1	3	7.2
4	8.6	4	7.5
5	8.2	5	7.6
6	8.3	6	7.4
7	8.2	7	7.6
8	7.4	8	7.5
9	6.9	9	7.4
10	7.6	10	7.8
11	8.4	11	8.3
12	8.1	12	7.4
13	7.4	13	8.3
标准要求 Standard requirement	≥6.0	标准要求 Standard requirement	≥6.0
中值 Median value	8.1	中值 Median value	7.5

备注:

Remark:

符合性声明仅基于本次实验室活动的实测值，未将本次实验室活动的测量不确定度影响计入。

The declaration of conformity is only based on the actual value of laboratory activity, measurement uncertainty of the results not take into account.

结束

End of Report

通标标准技术服务(青岛)有限公司

SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.

第 8 页 共 9 页

Page 8 of 9



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 T (86-532) 68999888 www.sgs.com.cn sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

注意事项 Statement

1. 报告无批准人签字、“检验检测专用章”或经涂改，以及复印报告未加盖“检验检测专用章”均视作无效。
The report is considered invalidated in one or more of the following conditions: no approval signature; no testing seal of SGS; altered; a copy without the red testing seal of SGS.
2. 样品及相关信息由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。
Above information and sample(s) was/were submitted and certified by the client, SGS quoted the information with no responsibility as to the accuracy, adequacy and/or completeness.
3. 除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品。检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。
Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. The test report shall only be used for clients' scientific research, teaching, internal quality control, product research and development, etc..., and just for internal reference.
4. 未经本公司批准，不得复制(全文复制除外)报告或证书。
The test report cannot be reproduced in any way, except in full content, without prior approval in writing by the laboratory.
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出。
Should you have any queries or objection to the test report, please contact us within 15 days after receiving the report.

地址：青岛市崂山区株洲路 143 号

Address: SGS Center, No.143, Zhuzhou Road, Laoshan District, Qingdao, China.

电话：0532-68999187

邮编：266101

传真：0532-80991952

Tel: 0532-68999187

Zip: 266101

Fax: 0532-80991952

E-mail: Emily.Zhang@sgs.com

通标标准技术服务(青岛)有限公司

SGS-CSTC Standards Technical Services (Qingdao) Co., Ltd.

第 9 页 共 9 页

Page 9 of 9



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> 查询，电子格式文件可通过 <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx> 获取。请特别关注其中涉及责任限定、赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101 T (86-532) 68999888 www.sgs.com.cn sgs.china@sgs.com