

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó: **MERCATOR MEDICAL S.A.**
UL. H.MODRZEJEWSKIEJ 30
31-327 KRAKKÓ LENGYELORSZÁG

Kizárólagos felelősséggel nyilatkozik, hogy:

Márka	Megnevezés	Szín	Hivatkozási számok
Fólia kötény ECO	Kötözős polietilén fóliás kötény	fehér	W254300100_0028
		kék	W254100100_0028

I. kategóriájú, egyéni védőfelszerelésként besorolt termékek minimális kockázatra, melyek megfelelnek az Európai Parlament (EU) 2016/425 rendeletének és a Tanács 2016. március 9-i, egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó rendeletének, illetve a 89/686/EGK irányelvnek és a következő európai szabványoknak: EN ISO 13688:2013/A1:2021

A kibocsátás helye és időpontja:
03.03.2025., Krakko

Aláírva a Gyártó nevében:
[*aláírás*]
Leszek Garbacz
Szabályozási és dokumentációs vezető
PRRC

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁS

ECO pregaca od folije

Az alábbi utasításokat a csomagoláson található részletes információkkal együtt kell használni.

A termék ismertetése

Nem steril, pregaca od folije (csak minimális kockázathoz), polietilén fóliából nemszőtt szövetből

Színek : kék, zöld
A csomagolásban lévő mennyiség : 100 db
Szavatossági idő : 5 év a gyártási időponttól számítva

Tárolási utasítások

Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy tűzforrásoknak. Száraz és hűvös helyen, 5-30°C hőmérsékleten tárolja.

Rendeltetésszerű használat

Ez egy nem steril, pregaca od folije polietilén nemszőtt szövetből. A védőköpeny I. kategóriájú egyéni védőfelszerelés, csak minimális kockázatra. A köpeny arra lett tervezve, hogy minimális kockázattól védjen meg, pl. vízzel való hosszú távú érintkezés. Kialakításuk és címkézésük megfelel az egyéni védőfelszerelésekről szóló 2016/425 európai rendelet követelményeinek.

A köpenyt kizárólag az eredeti rendeltetésének megfelelően szabad használni.

Gyártó

MERCATOR MEDICAL S.A.
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków, Lengyelország

A Megfelelőségi nyilatkozat és a jelen használati utasítás az alábbi internetes címen érhető el:
<https://mercatormedical.eu>

Övintézkedések és javaslatok a használatához

Mossa meg és szárítsa meg a kezét, mielőtt kiveszi a köpenyt a csomagolásból. Használat előtt ellenőrizze a köpenyt, hogy nincs-e rajta hiba vagy hiányosság. Ha a köpeny használat közben elszakad vagy szivárgást észlel, vegye le, és vegye fel az újat.

Ajánlott ellenőrizni, hogy a köpeny alkalmas-e a tervezett felhasználásra, mivel a munkahelyi körülmények eltérhetnek a típustól. A köpenyt nem szabad nyílt tűzzel érintkezve használni. A köpeny nem hegesztés, áramütés, ionizáló sugárzás vagy forró vagy hideg tárgyak hatása elleni védelemre szolgál.

Hogyan kell felvenni: vegye ki a köpenyt a fóliacsomagolásból, hajtsa szét. Külső viseletre előlről vegye fel, és kösse meg a nyaknál és deréknál található rögzítőket.

Hogyan kell levenni: kösse ki a rögzítőket, húzza le a köpenyt. A használt köpenytől való megszabadulás.

Összetevők / veszélyes összetevők

Egyes köpenyek tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyekről ismert, hogy allergiát okozhatnak az ezekre allergiás személyeknél, akiknél érintkezési irritáció és/vagy allergiás reakció alakulhat ki. Allergiás reakció esetén forduljon orvoshoz.

Megszabadulás

A helyi szabályozásnak megfelelően kell megszabadulni tőle.

Csomagoláson használt szimbólumok							
	gyártó		a gyártás időpontja		modell		csak egyszeri használatra
	lot / tételszám		szárazon tartandó	 LDPE	újrahasznosítható csomagolás		nem steril
	katalógusszám		napfénytől távol tartandó		a csomag kommunális hulladékként kezelhető		olvassa el a használati útmutatót
	lejárati idő	 5°C 30°C	hőmérséklet-korlátozás		UA jel		

ECO pregaca od folije

REF SZ: W254100100, W254300100

0028

PPE osztályozás és megfelelés

A köpeny a 2016/425 rendelet I. melléklete szerinti I. kategóriájú egyéni védőeszköz csak minimális kockázatra, és megfelel a szabványoknak:

EN ISO 13688:2013/A1:2021

