

**DE** Batterien einlegen (3xAAA, 1,5V)

**EN** Insert batteries (3 x AAA, 1.5 V)

**FR** Insérez les piles (3 x AAA, 1,5 V)

**ES** Colocar las pilas (3 pilas AAA de 1,5 V)

**IT** Inserimento delle batterie (3 AAA da 1,5 V)




**DE** App starten und den Anweisungen folgen. Diagnosewaage in der App auswählen.

**EN** Start the app and follow the instructions. Select the diagnostic scales in the app.

**FR** Démarrez l'application et suivez les instructions. Sélectionner la balance impédancemètre dans l'application.

**ES** Iniciar la aplicación y seguir las instrucciones. Seleccione la báscula de diagnóstico en la aplicación.

**IT** Avviare la app e seguire le istruzioni. Selezionare la bilancia diagnostica nell'App.



„beurer HealthManager Pro“ / „beurer HealthManager“ App aus dem Apple App Store oder Google Play installieren

Install the „beurer HealthManager Pro“ / „beurer HealthManager“ app from the Apple App Store or Google Play

Installer l'application « beurer HealthManager Pro » / « beurer HealthManager » disponible sur l'Apple App Store ou sur Google Play

instale „beurer HealthManager Pro“ / „beurer HealthManager“ del Apple App Store o de Google Play

Installare „beurer HealthManager Pro“ / „beurer HealthManager“ dall'Apple App Store o da Google Play



Waage kann auch ohne App verwendet werden, s. dazu ausführliche Anleitung. Scale can also be used without an app (see detailed instructions on the back of the scale).

Les pèse-personnes peuvent également être utilisés sans l'application (cf. instructions complètes).

La báscula también puede utilizarse sin app. V. las instrucciones detalladas en la parte posterior de la báscula.

La bilancia può essere utilizzata anche senza app, al riguardo vedere le istruzioni complete.

